

玄米検査結果

本宮方部学校給食センター

- ・検出器:NaI(T1)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・玄米検査頻度は玄米30kg袋当たり1検体です。
- ・セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった玄米は、学校給食に使用していません。

袋番号	合否	セシウム測定値(Bq/Kg)	検出限界値(Bq/Kg)	測定日	備考
1768	○	検出せず	5.2	H24. 10. 1(月)	平成23年産米